

	Commission technique Europharmat	Date de rédaction : Juin 2014
	Fiche Bon Usage	
	Abord Parentéral Valve Bi-directionnelle	

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application	
Soins médicaux	
Définition-abréviations	
<p>Une valve bi-directionnelle est un dispositif médical permettant un accès direct à la voie veineuse. La valve est ouverte par la connexion d'un embout Luer mâle (seringue, prolongateur, perfuseur) et autorise alors l'injection comme l'aspiration - d'où l'appellation « bi-directionnelle » - puis se referme lors du retrait de l'embout Luer mâle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Code CLADIMED (Version 8) C54HC : <ul style="list-style-type: none"> C - système cardio-vasculaire 54 – perfusion L – obturateur-perfusion B-obturateur valve 01-valve bi-directionnelle <p>Volume mort ou volume résiduel correspond à la quantité résiduelle d'un liquide dans le dispositif</p> <p>Abréviations :</p> <ul style="list-style-type: none"> ABS : Acrylonitrile butadiène styrène PBT : Polybutylène téréphthalate 	
Référentiels	
Les référentiels réglementaires et normatifs existants	<ul style="list-style-type: none"> ISO 594 Assemblages coniques à 6 % (Luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils à usage médical <ul style="list-style-type: none"> Part 1 : Spécifications générales part. 2: Assemblages à verrouillage NF EN ISO 8536- 10 2005 Matériel à perfusion à usage médical- Accessoires de tubulures destinés à être utilisés avec des appareils de perfusion sous pression.
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	<ul style="list-style-type: none"> Cf notices d'utilisation
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	<ul style="list-style-type: none"> HAS : Evaluation des dispositifs médicaux pour la perfusion à domicile – sept 2010 CDC Atlanta : Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 SF2H : Prévention des infections associées aux CCI ; 2012 FDA Medical Device Safety Alert, July 28, 2010: Letter to Infection Control Practitioners Regarding Positive Displacement Needleless Connectors (http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/Alerts and Notices/ucm220459.htm).
Composition et description du produit dans son ensemble	
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> Corps : polycarbonate le plus souvent, parfois ABS Septum : silicone Trocart ou canule interne : acier inoxydable, ABS, PBT
Données géométriques	<ul style="list-style-type: none"> Forme cylindrique plus ou moins Conicité luer mâle verrouillable côté branchement aval Conicité luer femelle « obturée » par le septum côté proximal Volume mort des valves : suivant le modèle peut varier de 40 à 100 µl selon les données techniques des fabricants
Propriétés	<p>Il existe 3 mécanismes de fonctionnement, résultat de la compression de la valve en élastomère lors de la connexion avec l'embout luer mâle du DM :</p> <ol style="list-style-type: none"> passage du liquide à l'intérieur de la valve ouverture de la valve ou du septum par l'axe central avec passage du liquide par l'axe central passage du liquide entre la valve et la coque <p>Au retrait, suivant le type de valve, il peut y avoir un déplacement de liquide (flush) soit en pression négative : le liquide est aspiré vers l'amont soit en pression positive : le liquide est repoussé vers l'aval . L'impact est à apprécier en fonction de la destination de la valve.</p> <p>En fonction de la nature de la valve :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le débit peut être plus ou moins ouvert entre 75 ml/min et 750 ml/min. La résistance à la pression est variable : entre 2 et 27 bars
Indications	
<ul style="list-style-type: none"> Obturation continue des extrémités proximales des dispositifs utilisés dans l'abord parentéral assurant un « système clos » permettant les injections continues ou discontinues et/ou prélèvements 	
Contre-indications	
<ul style="list-style-type: none"> Attention au type de valve en fonction du débit recherché 	
Effets indésirables	

- Néant
Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi
<ul style="list-style-type: none"> - Lors du premier branchement : <ul style="list-style-type: none"> o vérifier l'intégrité de l'emballage de la valve o purger la valve (notion de volume d'amorçage) o brancher la valve - Lors des utilisations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> o Désinfection <u>systématique</u> du septum avant et après chaque utilisation par friction avec une compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique (selon validation du fabricant) pendant 30 secondes o Rinçage pulsé de la valve après chaque injection ou prélèvement - La durée de vie de la valve est de 7 jours maximum sauf préconisation différente du fabricant et/ou en fonction du nombre d'activations - Technique de déconnexion : elle est fonction du mécanisme de déplacement de la solution <ul style="list-style-type: none"> o valve à flush négatif (ou « neutre ») : <ol style="list-style-type: none"> 1. Clamper la voie veineuse 2. Déconnecter l'embout Luer o valve à flush positif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Déconnecter l'embout Luer 2. Clamper la voie veineuse - Précautions : <ul style="list-style-type: none"> o Ne jamais piquer dans la valve avec une aiguille o Ne jamais fermer les valves avec un bouchon obturateur : risque majeur avec les valves à septum fendu avec trocart interne o Ne pas utiliser de seringues de volume nominal < 10 ml pour le rinçage o Les valves à coque transparente permettent de surveiller la qualité de rinçage de la valve
Données bibliographiques
<ul style="list-style-type: none"> - HAS : Guide outils de sécurisation et d'autoévaluation de l'administration des médicaments – v mai 2013 - Lurton Yves : Systèmes clos sans aiguilles : les connecteurs pour perfusion veineuse – Europharmat - Nantes 2007 - Dianne L. Josephson : Intravenous Infusion Therapy for Nurses: Principles & Practice – Thomson Delmar Learning – 2ème éd. 09-2003 - MHRA : Infusion systems - Device Bulletin novembre 2010 - OMEDIT-Centre: e-learning perfusion - Gestion des nouveaux montages de perfusion complexes Pelardy JM Europharmat Nantes 2007 Un circuit de perfusion ... pas si simple que ça - Keay St, Callander Ch. The safe use of infusion devices - Critical Care & Pain Volume 4 Number 3 2004 - Radke C O & al. Can Serial Check Valves Prevent Cross-Contamination? Anesth Analg 2010;111:925-8